

	21.93	5.02	3.94	65.92	1.86
7	21.95	5.01	3.92	65.94	1.87
8	22.05	5.04	3.94	65.88	1.88
9	21.98	4.98	3.95	65.91	1.87
10	21.96	4.99	3.95	65.89	1.89
11	21.99	5.04	3.93	65.97	1.88
12	21.97	5.07	3.92	66.01	1.86
标准偏差	0.04	0.04	0.01	0.06	0.01
极差	0.13	0.13	0.03	0.20	0.03

3、仪器的灵敏度：

	s D 2	A 1 2 0 3	F e 2 0 3	C a O	M g O
DM8000	21.73	4.64	3.70	67.77	1.46
化学分析	21.65	4.74	3.71	67.52	1.51
误差	+0.08	-0.10	-0.01	+0.25	-0.15
DM8000	24.31	5.68	3.93	62.18	2.73
化学分析	24.23	5.57	3.92	62.35	2.67
误差	+0.08	+0.11	+0.01	-0.17	+0.07

综上所述，上海爱斯特电子有限公司生产的 DM8000 荧光光谱仪符合相关标准的要求，能满足生产质量控制的需要，质量并不比国外进口的仪器逊色。

苏州

实验室

日